



BD CARFUSION ALARIS GH GUARDRAILS PLUS SPRITZENPUMPE


SKU: GE112024

199,00 € 175,50 €

zzgl. [Versandkosten](#)

BD Carfusion Alaris GH Guardrails plus

Spritzenpumpe ist ein präzises Infusionsgerät, das eine sichere und zuverlässige Medikamentenverabreichung gewährleistet. Durch integrierte Guardrails-Technologie bietet die Pumpe eine effektive Fehlervermeidung und unterstützt die patientenindividuelle Therapieoptimierung.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **BD Carfusion Alaris GH Guardrails plus Spritzenpumpe** stellt eine hochmoderne Lösung für die präzise und sichere Verabreichung von Medikamenten in klinischen Umgebungen dar. Entwickelt von BD, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Medizintechnik, kombiniert dieses Gerät innovative Technologie mit einem benutzerfreundlichen Design, um optimale Therapieergebnisse zu gewährleisten.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Dosierung:** Die Spritzenpumpe ermöglicht eine exakte und kontinuierliche Infusion von Medikamenten, was besonders bei kritischen Therapien von großer Bedeutung ist.
- **Guardrails® Plus Sicherheitssystem:** Dieses integrierte Alaris Guardrails Plus System bietet eine umfangreiche Sicherheitsüberwachung, die Medikamentendosierungen automatisch überprüft und vor potenziellen Fehlern warnt. Dadurch wird das Risiko von Medikationsfehlern deutlich reduziert.



- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Ein übersichtliches Display und intuitive Bedienelemente erleichtern das Programmieren und Überwachen der Infusionsparameter, wodurch die Arbeitsbelastung des medizinischen Personals minimiert wird.
- **Kompatibilität:** Die BD Carfusion Spritzen sind speziell für diese Pumpe konzipiert und gewährleisten eine optimale Passform sowie zuverlässige Funktionalität.
- **Flexibilität:** Die Pumpe unterstützt verschiedene Infusionsmodi und eignet sich somit für unterschiedliche medizinische Anwendungen – von der Notfallmedizin bis zur Intensivpflege.
- **Alarmfunktionen:** Umfassende Alarmer informieren sofort über Abweichungen wie Verstopfungen, Niederdruck oder Batterieprobleme, was eine schnelle Reaktion ermöglicht.
- **Mobilität:** Das kompakte und leichte Design erlaubt einen einfachen Transport und eine flexible Nutzung an verschiedenen Einsatzorten innerhalb der Klinik.

Technische Spezifikationen:

- Infusionsrate: präzise einstellbar im Bereich von Mikrolitern bis Millilitern pro Stunde
- Kompatible Spritzenvolumina: vielfach, abgestimmt auf BD Carfusion Spritzen
- Stromversorgung: Akku und Netzbetrieb mit automatischem Umschalten
- Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Abmessungen: kompakt und ergonomisch für einfache Handhabung

Die **BD Carfusion Alaris GH Guardrails plus Spritzenpumpe** ist somit ein unverzichtbares Instrument für Kliniken, die höchsten Wert auf Sicherheit, Präzision und Effizienz bei der medikamentösen Therapie legen. Sie unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, die Arzneimittelverabreichung zu optimieren und die Patientensicherheit nachhaltig zu erhöhen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

