



BEHNK ELEKTRONIK THROMBOLYZER COMPACT XR GERINNUNGSANALYZER

SKU: BG102016

3.499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Behnk Elektronik Thrombolyzer Compact XR Gerinnungsanalytiker

Automat für die Gerinnungsanalytik

vollautomatische chronometrische und chromogene Messungen

Coagulometer

Durchsatz ca. 180PT oder 150APTT

bis zu 45 Proben mit 4 Parametern pro Stunde

4 Messkanäle

1 Rotor für 31 Primärgefäße

RS-232 Schnittstelle

inkl. Software, PC,

Gebrauchsspuren sind vorhanden



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 70 kg



GALLERIE

