



BELIMED VAPOFIX 603 **GROSSRAUMSTERILISATOR**

SKU: C032014

Großraum Dampfsterilisator VAPOFIX 603 3/3/6, Großraum Autoklav

entspricht den Anforderungen der EN 285

Geräte Abmessung: H 1480 mm x B 590 mm x T 780 mm

Kammer Abmessung: H 340 mm x B 340 mm x T 620 mm

Volumen: Nominal: 71 L, Nutzbar: 54 L

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Großraum Dampfsterilisator VAPOFIX 603 3/3/6, Großraum Autoklav

entspricht den Anforderungen der EN 285

Geräte Abmessung: H 1480 mm x B 590 mm x T 780 mm

Kammer Abmessung: H 340 mm x B 340 mm x T 620 mm

Volumen: Nominal: 71 L, Nutzbar: 54 L

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03



Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

