



## [BELIMED WD 150 // WD150 REINIGUNGS- U. DESINFEKTIONSGERÄT AUF GESTELL](#)

**SKU:** AC012022-NV

Das **Belimed WD 150** ist ein kompaktes Reinigungs- und Desinfektionsgerät auf Gestell, das eine effiziente und zuverlässige Aufbereitung von medizinischem Instrumentarium gewährleistet. Es überzeugt durch präzise Steuerung und hohe Prozesssicherheit bei minimalem Platzbedarf.



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Belimed WD 150** ist ein hochmodernes Reinigungs- und Desinfektionsgerät, das speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Dieses Gerät gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Aufbereitung von medizinischen Instrumenten und Geräten, um höchste Hygienestandards zu erfüllen und die Patientensicherheit zu erhöhen.

Das Gerät ist auf einem robusten Gestell montiert, was eine flexible und ergonomische Integration in unterschiedlichste Arbeitsumgebungen ermöglicht. Das kompakte Design sorgt für eine platzsparende Aufstellung, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

## FUNKTIONALE MERKMALE

- **Reinigung:** Das WD 150 bietet eine gründliche mechanische Reinigung, welche Verunreinigungen und organische Rückstände effektiv entfernt.
- **Desinfektion:** Integrierte thermische Desinfektionszyklen gewährleisten eine sichere Eliminierung von Mikroorganismen gemäß den geltenden Richtlinien.
- **Programmiervielfalt:** Verschiedene Programme ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Instrumententypen und Verschmutzungsgrade.



- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche mit klarer Anzeige erleichtert die Handhabung und reduziert Bedienfehler.
- **Dokumentation:** Optionale Schnittstellen zur Protokollierung und Nachverfolgung der Aufbereitungszyklen unterstützen die Einhaltung von Qualitätsanforderungen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Der Belimed WD 150 eignet sich ideal für Krankenhäuser, Kliniken, Zahnarztpraxen sowie andere medizinische Einrichtungen, in denen eine zuverlässige Instrumentenaufbereitung erforderlich ist. Besonders geeignet ist das Gerät für die Aufbereitung von chirurgischen, diagnostischen und zahnmedizinischen Instrumenten.

## TECHNISCHE VORTEILE

- **Effizienz:** Kurze Reinigungs- und Desinfektionszeiten erhöhen die Durchsatzleistung.
- **Hygienesicherheit:** Erfüllt alle relevanten Normen und Standards für medizinische Aufbereitungsgeräte.
- **Langlebigkeit:** Hochwertige Materialien und Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer des Geräts.
- **Wartungsfreundlichkeit:** Einfach zugängliche Komponenten erleichtern die regelmäßige Wartung und Instandhaltung.

Zusammenfassend bietet das **Belimed WD 150** eine zuverlässige, effiziente und anwenderfreundliche Lösung für die Reinigungs- und Desinfektionsprozesse in medizinischen Einrichtungen, die höchste Anforderungen an Hygiene und Sicherheit erfüllen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

