



[BELIMED WD 425 E WD425E REINIGUNGS UND DESINFEKTIONSGERÄT](#)

SKU: HC072021



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Belimed WD 425 E** ist ein hochmodernes Reinigungs- und Desinfektionsgerät, das speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Es gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Aufbereitung von medizinischen Instrumenten, um höchste Hygienestandards zu erfüllen und die Patientensicherheit zu gewährleisten.

Dieses Gerät zeichnet sich durch seine fortschrittliche Technologie und benutzerfreundliche Bedienung aus. Mit einer Vielzahl von individuell programmierbaren Reinigungs- und Desinfektionszyklen passt sich der WD 425 E flexibel an unterschiedliche Anforderungen und Instrumententypen an.

- **Effektive Reinigung:** Entfernt zuverlässig organische und anorganische Verschmutzungen durch präzise gesteuerte Waschprozesse.
- **Verlässliche Desinfektion:** Nutzt validierte thermische Desinfektionsverfahren, um eine sichere Keimreduktion gemäß den aktuellen medizinischen Richtlinien sicherzustellen.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Ermöglicht eine einfache Programmwahl und Überwachung des Aufbereitungsprozesses durch ein übersichtliches Display.
- **Hohe Kapazität:** Bietet ausreichend Raum für verschiedene Instrumententypen und -größen, was die Effizienz im Praxis- oder Klinikalltag erhöht.
- **Qualität und Sicherheit:** Erfüllt alle relevanten Normen und Zertifizierungen im Bereich der medizinischen Geräteaufbereitung.

Zusätzlich verfügt der Belimed WD 425 E über integrierte Sicherheitssysteme, die den Betrieb überwachen und eine gleichbleibend hohe Qualität der Reinigung und Desinfektion garantieren. Die einfache Wartung und robuste Bauweise gewährleisten eine langanhaltende Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Geräts.

Dank seiner Vielseitigkeit und Effizienz ist das Belimed WD 425 E die ideale Lösung für Krankenhäuser, Arztpraxen



und andere medizinische Einrichtungen, die auf eine zuverlässige Instrumentenaufbereitung angewiesen sind.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

