



## **BEMAG 140.01 ENTBINDUNGSBETT**

**SKU:** BK122018-NV

**Bemag 140.01 Entbindungsbett** bietet ergonomisches Design und optimale Funktionalität für Geburtshelfer und werdende Mütter. Das Bett ermöglicht flexible Einstellungsmöglichkeiten zur Unterstützung verschiedener Geburtspositionen und gewährleistet höchsten Komfort sowie Sicherheit während des Geburtsvorgangs.



---

**Categories:** [Gynäkologie und Urologie](#), [Möbel und Praxiseinrichtung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Bemag 140.01 Entbindungsbett** ist speziell entwickelt worden, um den hohen Anforderungen moderner geburtshilflicher Einrichtungen gerecht zu werden. Es bietet eine optimale Kombination aus Komfort, Funktionalität und Sicherheit für die werdende Mutter sowie das medizinische Fachpersonal.

### **Merkmale und Vorteile:**

- **Ergonomisches Design:** Das Bett ist so konstruiert, dass es eine optimale Liegeposition während der Wehen, der Geburt und der Nachsorge ermöglicht. Es unterstützt die natürliche Geburtsposition und erleichtert so den Geburtsverlauf.
- **Elektrische Verstellung:** Über intuitive Bedienelemente können Rückenlehne, Beinteile und Höhe des Bettes stufenlos elektrisch verstellt werden, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
- **Robuste Bauweise:** Das stabile Stahlgestell sorgt für eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, auch bei intensivem Klinikbetrieb.
- **Hygienische Materialien:** Alle abgedeckten Flächen bestehen aus leicht zu reinigendem, desinfizierbarem Material, das den strengen Hygieneanforderungen im medizinischen Bereich entspricht.
- **Integrierte Geburtswanne (optional):** Auf Wunsch kann das Bett mit einer herausnehmbaren Geburtswanne ausgestattet werden, die eine wassergeburtliche Entbindung ermöglicht.



- **Seitengitter und Haltegriffe:** Für zusätzliche Sicherheit und Unterstützung sind ergonomisch geformte Haltegriffe und verstellbare Seitengitter vorhanden.
- **Mobilität:** Leichtgängige Rollen mit Feststellbremsen erlauben ein einfaches Verschieben und Fixieren des Bettes innerhalb des Kreißsaals.

### **Anwendungsmöglichkeiten:**

Das Bemag 140.01 Entbindungsbett eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Kliniken und Krankenhäusern
- Geburtshäusern
- Rehabilitationszentren mit geburtshilflichem Schwerpunkt

### **Technische Daten (Auszug):**

- Elektrische Verstellung: Rückenlehne, Beinteile, Höhe
- Maximale Belastbarkeit: ca. 200 kg
- Material: Stahlgestell, pulverbeschichtet; Polsterung mit medizinischem Kunstleder
- Abmessungen (L x B x H): ca. 210 x 90 x 60–100 cm (verstellbar)
- Rollen: 4 Lenkrollen mit Feststellbremse

Das **Bemag 140.01 Entbindungsbett** unterstützt eine sichere, komfortable und hygienische Geburtssituation und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für professionelle Geburtshelfer und Kliniken. Durch seine vielfältigen Verstellmöglichkeiten und robusten Materialien gewährleistet es eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen während des Geburtsverlaufs.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

