



BENDER UNIMET 1100 ST UNIVERSELLES PRÜFGERÄT FÜR MEDIZIN UND ELEKTRONIK MIT ZUBEHÖR

SKU: BG012022

Das Bender Unimet 1100 ST ist ein universelles Prüfgerät, das speziell für die sichere und zuverlässige Überprüfung von medizinischen Geräten und elektronischen Anlagen entwickelt wurde. Es bietet präzise Messungen und umfassendes Zubehör zur Unterstützung einer effizienten und normgerechten Prüfung.



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Bender Unimet 1100 ST** ist ein universelles Prüfgerät, das speziell für die Anforderungen in den Bereichen Medizin und Elektronik entwickelt wurde. Es bietet eine umfassende Lösung zur Durchführung sicherheitsrelevanter Prüfungen und Messungen an elektrischen Geräten und Anlagen.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Vielseitigkeit:** Das Gerät ist universell einsetzbar und eignet sich sowohl für medizinische Geräte als auch für elektronische Komponenten und Systeme.
- **Umfassende Prüfprozeduren:** Durchführung von Schutzleiterprüfungen, Isolationswiderstandsmessungen, Ableitstrommessungen sowie Funktionsprüfungen.
- **Hohe Messgenauigkeit:** Präzise und zuverlässige Messergebnisse durch modernste Messtechnik gewährleisten die Einhaltung relevanter Sicherheitsnormen.
- **Intuitive Bedienung:** Das übersichtliche Bedienfeld und die klare Benutzerführung ermöglichen einfache und schnelle Prüfabläufe.
- **Sicherheitskonformität:** Erfüllt sämtliche Anforderungen für Prüfungen gemäß internationaler Normen wie IEC 60601-1 für Medizinprodukte.



Lieferumfang und Zubehör:

- Prüfgerät Bender Unimet 1100 ST
- Umfangreiches Zubehörset mit Anschlusskabeln, Prüfspitzen und Messsonden
- Bedienungsanleitung mit detaillierten Prüfprotokollen und Anwendungshinweisen
- Transportkoffer für sicheren und komfortablen Transport

Anwendungsbereiche:

Das Prüfgerät ist ideal geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen, Forschungslaboren sowie in der Elektronikfertigung und -wartung. Es unterstützt Fachpersonal dabei, die Sicherheit und Funktionalität medizinischer und elektronischer Geräte sicherzustellen und somit die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu gewährleisten.

Mit dem **Bender Unimet 1100 ST** erhalten Sie ein robustes, zuverlässiges und benutzerfreundliches Prüfgerät, das Ihre Prüfprozesse optimiert und höchste Sicherheitsstandards gewährleistet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

