



BERCHTOLD ELEKTROTOM 640 HF-GERÄT // HF-CHIRURGIEGERÄT

SKU: CP112019

999,00 €

Schneiden monopolar max. 350 Watt

Koagulieren monopolar max. 120Watt

Bipolare Koagulation max. 100Watt


Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Schneiden monopolar max. 350 Watt

Koagulieren monopolar max. 120Watt

Bipolare Koagulation max. 100Watt

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com



Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

