



BERCHTOLD ELEKTROTOM 70 D 70D
ELEKTROCHIRURGIE CHIRURGIE GERÄT INKL
ZUBEHÖR

SKU: K052013

zzgl. [Versandkosten](#)

Hochfrequenz Chirurgie-Gerät zur
Parodontalbehandlung in Klinik und Praxis mit
Elektrodenhandgriff und Fußschalter aus
Praxisauflösung.

Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Dental und Zahnheilkunde](#), [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

14.00



Elektrochirurgiegerät

Hersteller : Berchtold

Modell: Elektrotom 70 D

Hochfrequenz Chirurgie-Gerät zur Paradontalbehandlung in Klinik und Praxis mit Elektrodenhandgriff und Fußschalter aus Praxisauflösung.

Netzspannung 230 Volt

Maße: H85 x B250 x T235mm

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

Normal

0

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Normale Tabelle";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;



mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

