



## [BERCHTOLD ELEKTROTOM 70 D 70D](#) [ELEKTROCHIRURGIE CHIRURGIE GERÄT INKL](#) [ZUBEHÖR](#)

**SKU:** K052013-NV

Das Berchtold Elektrotom 70 D ist ein hochwertiges Elektrochirurgie-Gerät, das präzise und sichere Schnitte sowie Koagulationen in der Chirurgie ermöglicht. Das Gerät überzeugt durch seine Zuverlässigkeit und wird inklusive praktischem Zubehör geliefert, um optimale Behandlungsergebnisse zu gewährleisten.



---

**Categories:** [Dental und Zahnheilkunde](#), [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Berchtold Elektrotom 70 D (70D)** ist ein hochmodernes Elektrochirurgiegerät, das speziell für den Einsatz in der Chirurgie entwickelt wurde. Es überzeugt durch seine präzise Steuerung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, die eine sichere und effektive Gewebepräparation ermöglichen.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Leistungsstarke Elektrochirurgie:** Das Gerät bietet verschiedene Modi wie Schneiden, Koagulation und Blendformen (Blendkoagulation), die individuell einstellbar sind, um optimal auf das Gewebeverhalten einzugehen.
- **Präzise Steuerung:** Dank fein abgestufter Leistungsregelung lässt sich die Energiezufuhr exakt an die chirurgischen Anforderungen anpassen, was die Gewebeschonung und Wundheilung fördert.
- **Vielseitiges Zubehör:** Das SET umfasst diverse Elektroden und Anschlusskabel, die eine flexible Anwendung in unterschiedlichen chirurgischen Disziplinen ermöglichen.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und benutzerfreundliche Design erleichtert die Handhabung im OP und sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf.



- **Sicherheit:** Integrierte Schutzmechanismen gewährleisten einen sicheren Betrieb und minimieren das Risiko von unerwünschten Stromschlägen oder Gewebeschäden.

### **Anwendungsgebiete:**

Das Berchtold Elektrotom 70 D ist ideal geeignet für verschiedene chirurgische Fachbereiche, darunter Allgemeinchirurgie, HNO, Gynäkologie, Dermatologie und plastische Chirurgie. Es unterstützt die Durchführung von Schnitt- und Koagulationsverfahren mit hoher Präzision und minimaler Gewebelastung.

### **Technische Spezifikationen:**

- Spannungsversorgung: Standard Netzanschluss
- Leistungsbereiche: Variabel einstellbar für Schneiden und Koagulation
- Bedienung: Intuitive Benutzeroberfläche mit klaren Anzeigen
- Zubehör: Inklusive diverser Elektroden, Anschlusskabel und Fußschalter

Das Berchtold Elektrotom 70 D bietet Chirurgen eine zuverlässige und effiziente Lösung für elektrochirurgische Eingriffe. Durch die Kombination aus modernster Technik, umfangreichem Zubehör und einfacher Bedienbarkeit unterstützt es optimale Behandlungsergebnisse und sorgt für höchste Patientensicherheit.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

