



# BHT INNOVA E3 ENDOSKOPIE REINIGUNGSMASCHINE

SKU: CQ032024

4.999,00 € 2.000,00 €

zzgl. Versandkosten

BHT Innova E3 ist eine hochmoderne Endoskopie-Reinigungsmaschine, die eine effiziente und schonende Aufbereitung von Endoskopen gewährleistet. Durch präzise Steuerung und innovative Technologie sichert sie höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards im medizinischen Bereich.



Categories: Autoklaven und Sterilisatoren

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **BHT Innova E3 Endoskopie Reinigungsmaschine** ist eine hochmoderne Lösung zur sicheren und effizienten Aufbereitung von flexiblen und starren Endoskopen in medizinischen Einrichtungen. Entwickelt, um höchste Hygienestandards zu gewährleisten, unterstützt dieses Gerät Kliniken, Arztpraxen und Endoskopiezentren dabei, das Risiko von Kreuzkontaminationen signifikant zu reduzieren.

## Leistungsmerkmale und Vorteile:

- Automatisierte Reinigung und Desinfektion: Die BHT Innova E3 bietet vollautomatische Programme, die eine gründliche Reinigung, Spülung und thermische Desinfektion der Endoskope sicherstellen.
- Kompatibilität: Geeignet für die Aufbereitung verschiedener Endoskoptypen, einschließlich Gastroskope, Koloskope und Bronchoskope.
- Benutzerfreundliches Bedienfeld: Intuitive Touchscreen-Oberfläche zur einfachen Programmwahl und Überwachung des Aufbereitungsprozesses.



- Höhere Patientensicherheit: Minimiert das Risiko von Infektionen durch zuverlässige Beseitigung von Mikroorganismen gemäß aktuellen Richtlinien.
- Protokollierung und Dokumentation: Integrierte Datenspeicherung ermöglicht die lückenlose Nachverfolgung aller Aufbereitungszyklen zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.
- **Umweltfreundliche Technologie:** Effizienter Wasser- und Energieverbrauch durch optimierte Prozesssteuerung.

# **Technische Spezifikationen:**

- Aufbereitungskapazität: Mehrere Endoskope gleichzeitig
- Desinfektionsverfahren: Thermisch mit präziser Temperaturkontrolle
- Abmessungen: Kompakt für einfache Integration in Aufbereitungsräume
- Materialien: Hochwertiger Edelstahl für Langlebigkeit und einfache Reinigung
- Schnittstellen: USB und Netzwerkanschluss für Datenexport und Systemintegration

Mit der **BHT Innova E3 Endoskopie Reinigungsmaschine** investieren Sie in eine zuverlässige, zertifizierte Technologie, die sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit in der Endoskopaufbereitung erheblich steigert. Die Maschine erfüllt alle relevanten Normen und Empfehlungen, wie z.B. die Anforderungen der DIN EN ISO 15883, und unterstützt medizinisches Personal dabei, höchste Qualitätsstandards mühelos einzuhalten.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

Weight	100 kg
Versand	Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen
Zustand	Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.  D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.  Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen
Lieferumfang	Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.



# **GALLERIE**







