



**BINDER BD 720 // BD-720 INCUBATOR MIT  
NATÜRLICHER UMLUFT WÄRMESCHRANK  
BIS 100°C**

**SKU:** AR092021

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 5 °C bis 100 °C  
Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)  
2 verchromte Einschubgitter  
Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm  
Computer-Schnittstelle: RS 422

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03



Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

