



## [BINDER BD23 BD 23 WÄRMESCHRANK - WÄRMESCHRÄNKCHEN](#)

SKU: AB112024

~~899,00 €~~ **819,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Wärmeschrank](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Binder BD23 (auch als BD 23 Wärmeschrank oder Wärmeschränkchen bezeichnet) ist ein Laborgerät, das häufig in medizinischen und wissenschaftlichen Einrichtungen eingesetzt wird. Es handelt sich um einen Wärmeschrank, der eine konstante Temperatur aufrechterhält, um empfindliche Proben, Materialien oder Medikamente zu lagern.

Hier sind einige Merkmale und Anwendungen des Binder BD23 Wärmeschranks:

1. **Temperaturkontrolle:** Der BD23 bietet präzise Temperaturregelung, die es ermöglicht, Temperaturen in einem bestimmten Bereich konstant zu halten. Dies ist wichtig für die Lagerung von Proben, die temperaturempfindlich sind.
2. **Anwendungen:** Er wird häufig in der Biotechnologie, Pharmazie, Medizin und anderen wissenschaftlichen Bereichen verwendet, um z.B. Zellkulturen, Medikamente oder andere empfindliche Materialien zu lagern.
3. **Kapazität:** Der BD23 hat eine bestimmte Kapazität (in Litern), die je nach Modell variieren kann. Dies gibt an, wie viel Platz im Inneren des Schranks zur Verfügung steht.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Viele Modelle verfügen über digitale Steuerungen und Anzeigen, die eine einfache Überwachung und Anpassung der Temperatur ermöglichen.
5. **Sicherheit:** Einige Modelle sind mit Alarmfunktionen ausgestattet, die warnen, wenn die Temperatur außerhalb des gewünschten Bereichs liegt.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

