



BIO-RAD PELTIER THERMAL CYCLER PTC-200 PCR THERMAL CYCLER

SKU: P102022-NV



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der BIO-RAD Peltier Thermal Cycler PTC-200 ist ein hochpräziser PCR-Thermocycler, der in vielen Bereichen der molekularen Biologie, Genetik, Klinischen Diagnostik und Forschung eingesetzt wird. Mit seiner Peltier-Element-Technologie, der einfache Bedienung und der Flexibilität bei der Durchführung von PCR-Anwendungen stellt der PTC-200 eine wertvolle Ausrüstung für Laboratorien und Forschungsumgebungen dar. Das Gerät bietet präzise Temperaturregelung, die für die Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit von PCR-Ergebnissen entscheidend ist.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

