



## **BIOMETRA BDA BOX2 - UVSTAR**

**SKU:** NL012025

**5.399,00 € ~~5.265,00 €~~**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die Biometra BDA Box2 - UVstar ist eine robuste, sichere und effiziente Lösung für die Visualisierung von DNA- und RNA-Proben nach der Gelelektrophorese. Sie bietet eine hochwertige Fotodokumentation mit optimierten UV-Wellenlängen und ist eine wertvolle Ausrüstung in modernen molekularbiologischen Labors. Das Gerät trägt zu präzisen und sicheren Ergebnissen in der molekularen Forschung und Analyse bei.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

