



B&K BK 8811 ULTRASOUND TRANSDUCER

SKU: AF042024-K

1.699,00 € 1.299,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

Lagerort: Hamburg



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Linear Array
- Applikationen: Mamma, Musculoskeletal, Urology, Vaskular
- Frequenzband: 5.0 - 12.0 MHz.
- Kompatibilität mit BK Medical Flex Focus 1202; BK Medical Pro Focus 2202; BK Medical Flex Focus 400

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

2 kg

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

