



**BK B&K FLEX FOCUS 500 ULTRASOUND  
SCANNER 1202 + 8830 + 8811 - 8000 - E8900**

SKU: CC092024

~~10.000,00 €~~ **9.360,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der BK Flex Focus 500 ist ein tragbares Ultraschallgerät, das von der Firma BK Medical entwickelt wurde. Es wird häufig in der medizinischen Bildgebung eingesetzt, insbesondere in den Bereichen Urologie, Gynäkologie und Allgemeinmedizin. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Vorteile des BK Flex Focus 500:

1. **Tragbarkeit:** Das Gerät ist leicht und kompakt, was es einfach macht, es zu verschiedenen Standorten zu transportieren.
2. **Bildqualität:** Der Flex Focus 500 bietet hochauflösende Bilder und eine Vielzahl von Bildgebungsmodi, die eine präzise Diagnose ermöglichen.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Mit einem intuitiven Touchscreen-Interface können Benutzer schnell auf verschiedene Funktionen zugreifen und Einstellungen anpassen.
4. **Vielseitigkeit:** Das Gerät unterstützt verschiedene Transducer (Ultraschallsonden), die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind, einschließlich 2D-, Doppler- und 3D-Ultraschall.
5. **Erweiterte Funktionen:** Je nach Konfiguration kann das Gerät zusätzliche Funktionen wie Bildbearbeitung, Messwerkzeuge und Datenmanagement bieten.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

