



## **BK MEDICAL 8644 SONDE**

SKU: CN072024-K

~~1.999,00 €~~ **1.168,83 €**



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die BK Medical 8644 Sonde ist eine spezielle Ultraschallsonde, die in der medizinischen Bildgebung verwendet wird. BK Medical ist bekannt für seine hochwertigen Ultraschallgeräte und -sonden, die in verschiedenen klinischen Anwendungen eingesetzt werden, insbesondere in der Urologie, Gynäkologie und anderen Bereichen der Diagnostik.

Hier sind einige Merkmale und Informationen zur BK Medical 8644 Sonde:

1. **Typ:** Die 8644 Sonde ist typischerweise eine transrektale oder transvaginale Ultraschallsonde, die für die Beurteilung von Organen im Beckenbereich verwendet wird.
2. **Frequenz:** Diese Sonden arbeiten oft mit höheren Frequenzen (z.B. 7,5 MHz oder mehr), was zu einer besseren Bildauflösung führt, jedoch eine geringere Eindringtiefe hat.
3. **Anwendung:** Sie wird häufig zur Untersuchung von Prostata, Eierstöcken und anderen Beckenorganen eingesetzt. In der Urologie kann sie zur Beurteilung von Prostatakrankheiten verwendet werden.
4. **Design:** Die Sonden sind ergonomisch gestaltet, um eine einfache Handhabung während des Ultraschallverfahrens zu ermöglichen.
5. **Kompatibilität:** Die BK Medical 8644 Sonde ist mit bestimmten Ultraschallgeräten von BK Medical kompatibel und sollte gemäß den Herstelleranweisungen verwendet werden.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

