



## [BK MEDICAL 8819 VAGINALSONDE](#) [ULTRASOUND TRANSDUCER](#)

SKU: CQ102024

~~2.099,00 €~~ **1.755,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die BK Medical 8819 ist eine spezielle Ultraschallsonde, die für transvaginale Anwendungen entwickelt wurde. Diese Sonde wird häufig in der Gynäkologie und Urologie eingesetzt, um hochauflösende Bilder von Beckenorganen zu erhalten. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zur BK Medical 8819 Vaginalsonde:

1. **Typ:** Die BK 8819 ist eine transvaginale Ultraschallsonde, die speziell für die Untersuchung des weiblichen Beckens konzipiert ist.
2. **Frequenz:** Diese Sonde arbeitet typischerweise mit höheren Frequenzen (z.B. 5-7,5 MHz), was eine verbesserte Bildqualität und Auflösung ermöglicht, jedoch eine geringere Eindringtiefe hat.
3. **Anwendung:** Sie wird häufig zur Beurteilung von Eierstöcken, Gebärmutter und anderen Beckenstrukturen verwendet. Die Sonde kann bei der Diagnose von Erkrankungen wie Zysten, Tumoren oder anderen Anomalien im Beckenbereich hilfreich sein.
4. **Ergonomisches Design:** Die Sonde ist so gestaltet, dass sie einfach zu handhaben ist und den Komfort während der Untersuchung erhöht.
5. **Kompatibilität:** Die BK Medical 8819 Sonde ist mit bestimmten Ultraschallgeräten von BK Medical kompatibel und sollte gemäß den Herstelleranweisungen verwendet werden.
6. **Bildgebung:** Die Sonde ermöglicht Echtzeit-Bildgebung, was die Diagnose und Dokumentation während der Untersuchung verbessert.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

