



## **BK MEDICAL PRO FOCUS 2202** **ULTRASCHALLGERÄT OHNE SONDEN**

**SKU:** EE042025-NV

**BK Medical Pro Focus 2202** ist ein leistungsstarkes Ultraschallgerät, das präzise Bildgebung für vielfältige medizinische Anwendungen ermöglicht. Das Gerät wird ohne Sonden geliefert und überzeugt durch seine hohe Bildqualität sowie intuitive Bedienbarkeit.



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **BK Medical Pro Focus 2202** Ultraschallgerät ist ein hochmodernes, vielseitiges System, das speziell für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet herausragende Bildqualität und fortschrittliche Funktionen, die eine präzise Untersuchung und Diagnosestellung ermöglichen.

#### **Produktmerkmale und Vorteile:**

- **Hochauflösende Bildgebung:** Dank modernster Ultraschalltechnologie liefert das Pro Focus 2202 klare, detailreiche Bilder mit exzellenter Kontrasteinstellung, was die Erkennung von Gewebestrukturen und Pathologien erleichtert.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und mobile System ist leicht zu handhaben und kann flexibel in verschiedenen klinischen Umgebungen eingesetzt werden.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche mit Touchscreen und programmierbaren Tasten ermöglicht eine schnelle Anpassung der Einstellungen und effizientes Arbeiten.
- **Vielseitigkeit:** Das Gerät unterstützt eine breite Palette von Ultraschallanwendungen, darunter urologische, gynäkologische, abdominale und kardiologische Untersuchungen.
- **Netzwerkfähigkeit:** Integration in klinische Informationssysteme und einfache Datenübertragung für eine effiziente Dokumentation und Archivierung.



### **Technische Details:**

- Display: Hochauflösender Farbmonitor mit hervorragender Bilddarstellung
- Bildmodi: B-Bild, Doppler, Farb-Doppler, PW-Doppler
- Speicher: Umfangreiche Bild- und Videodokumentation möglich
- Anschlüsse: USB, DVI, Ethernet für vielfältige Schnittstellen
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit energiesparendem Design

**Hinweis:** Dieses Angebot umfasst das BK Medical Pro Focus 2202 Ultraschallgerät ohne Sonden. Die Auswahl und Bestellung der passenden Ultraschallsonden erfolgt separat, um eine optimale Anpassung an die individuellen diagnostischen Anforderungen zu gewährleisten.

Das BK Medical Pro Focus 2202 Ultraschallgerät ist eine ausgezeichnete Wahl für medizinische Fachkräfte, die Wert auf Präzision, Zuverlässigkeit und Flexibilität in der Ultraschalldiagnostik legen.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

