



BLANCO (TRUMPF) BMT- LAG.80 LADEGERÄT // AKKU FÜR OP TISCH

SKU: U042014 **999,00** €

zzgl. Versandkosten

Hersteller. Blancomed Modell . BMT LAG.80 220 V 50 - 60 Hz,

Leistungsaugnahme . 900VA Leistungsausgang . 13A/48V Leistungsausgang . 4A/28,3V

Unter anderen für BMT 5001

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile
Tel / Homezone
Tel / Büro
Fax.

0049 176 205 800 86 0049 40 18 20 79 03 0049 40 3 61 61 - 256 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: OP-Tische

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller. Blancomed Modell . BMT LAG.80 220 V 50 - 60 Hz,



Leistungsaugnahme . 900VA Leistungsausgang . 13A/48V Leistungsausgang. 4A/28,3V

Unter anderen für BMT 5001

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





