



## **BLOCK BLOCK SEHTESTGERÄT BINOPHOR DPOM 2019**

**SKU:** CR102023-NV

**BLOCK Sehtestgerät Binophor DPOM 2019** ist ein präzises und zuverlässiges Instrument zur schnellen Sehschärfenbestimmung. Es eignet sich ideal für den Einsatz in medizinischen Praxen und bietet eine benutzerfreundliche Handhabung bei standardisierten Sehtests.



---

**Categories:** [Ophthalmologie](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **BLOCK Sehtestgerät Binophor DPOM 2019** ist ein hochmodernes Diagnostikinstrument zur präzisen Überprüfung der Sehschärfe und des binokularen Sehens. Es wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen in Augenarztpraxen, Optikerbetrieben sowie bei augenoptischen Untersuchungen im medizinischen Bereich gerecht zu werden.

### **Technische Merkmale und Funktionen:**

- **Binokulares Testverfahren:** Ermöglicht eine genaue Beurteilung der beidäugigen Sehfunktion (Binokularsehen) und unterstützt die Diagnose von Sehstörungen wie Schielen oder Doppelbildern.
- **Präzise Sehschärfenmessung:** Das Gerät bietet eine Vielzahl standardisierter Sehzeichen und optotypischer Darstellungen zur Bestimmung der Sehschärfe auf beiden Augen separat und gemeinsam.
- **Ergonomisches Design:** Die kompakte Bauweise und intuitive Bedienoberfläche gewährleisten eine einfache Handhabung und komfortable Anwendung sowohl für den Untersuchenden als auch für den Patienten.
- **Hochwertige optische Komponenten:** Sorgfältig ausgewählte Linsen und Filter sichern eine genaue und wiederholbare Testdurchführung mit optimaler Bildqualität.
- **Einsatzvielfalt:** Geeignet für Routineuntersuchungen, Führerscheinuntersuchungen, arbeitsmedizinische



Sehtests und spezielle ophthalmologische Diagnosen.

**Vorteile des BLOCK Binophor DPOM 2019:**

- Verbesserte Diagnosesicherheit durch binokulare Testmöglichkeiten
- Zeit- und arbeitswirtschaftliche Effizienz dank schneller Umstellung zwischen verschiedenen Testmodi
- Langlebigkeit und zuverlässige Technik für den täglichen Praxisbetrieb
- Flexible Integration in bestehende Untersuchungsabläufe

Das BLOCK Sehtestgerät Binophor DPOM 2019 ist ein unverzichtbares Instrument für präzise und umfassende Sehtests. Es unterstützt Fachkräfte dabei, frühzeitig Sehbeeinträchtigungen zu erkennen und eine fundierte Grundlage für weiterführende ophthalmologische Maßnahmen zu schaffen.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

