



BON 01-OM OPHTHALMOMETER

SKU: AW062025

zzgl. [Versandkosten](#)

Bon 01-OM Ophthalmometer ist ein präzises diagnostisches Instrument zur exakten Messung der Hornhautradien und zur Unterstützung der Augenoptik. Es gewährleistet eine zuverlässige Erfassung der Augenparameter für individuelle Sehkorrekturen und chirurgische Anwendungen.



Categories: [Ophthalmologie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

