



## [BOSCH MAICO ST 20 AUDIOMETER](#)

**SKU:** BB042018 // BC042018

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Audiometer](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Screening-Audiometer - ideal für schnelle Hörtests bei Kindern und Erwachsenen

Sehr robust und zuverlässig - bereits tausendfach bewährt

Mit dem ST 20 können tonaudiometrische Untersuchungen sowie Siebtests durchgeführt werden.

Das leichte und handliche Gerät ist sehr einfach und komfortabel zu bedienen.

Die Testfrequenzen werden mit 2 Tipptasten und die Lautstärke mit einem Pegelschieber eingestellt.

Ein roter Leuchtpunkt zeigt direkt im Audiogrammfeld die zu markierende Stelle an - dadurch kann das Audiogramm schnell und irrtumsfrei aufgenommen werden.

Der robuste Kopfhörer mit guten Schalldämm-Eigenschaften ermöglicht auch in Räumen mit Störgeräuschen korrekte Messergebnisse.

Das automatisch gleitende Vertäubungsrauschen verhindert das Überhören zum Gegenohr.

Sehr klein (29 x 22 x 6 cm - ca. DIN A4) und leicht (1,9 kg)

Einfachste Bedienung durch Pegelschieber und Leuchtpunktanzeige

Komfortable Lautstärke-Einstellung in 5-dB-Stufen mit Schieber

Einfache Dokumentation durch Leuchtpunkt im Audiogrammfeld



8 Prüf-Frequenzen von 0,25 - 8 kHz

Sinus-Dauer- oder Pulston

Vertäubung: weißes Rauschen - automatisch gleitend

Kopfhörer mit Schallschutzkappen

Audiometer-Klasse 4 gemäß EN 60645-1

Gerät entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte, Klasse II a sowie den Sicherheitsnormen EN 60601-1 sowie EN 60645-1 und trägt das CE-Zeichen

### **Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Weight**

4 kg



## GALLERIE

