



## BOSCH UND SOHN BOSO BOSOTRON 2 VOLLAUTOMATISCHES BLUTDRUCKMESSGERÄT

SKU: BC032024



Categories: [Blutdruckmessgerät](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bosch und Sohn BOSO Bosotron 2 ist ein vollautomatisches Blutdruckmessgerät, das für die einfache und präzise Messung des Blutdrucks am Oberarm konzipiert ist. Hier sind einige der typischen Merkmale und Funktionen, die dieses Gerät bieten könnte:

1. **Vollautomatische Messung:** Das Gerät führt die Blutdruckmessung automatisch durch, was die Anwendung erleichtert.
2. **Oberarmmessung:** Die Messung erfolgt am Oberarm, was in der Regel genauere Ergebnisse liefert als Handgelenkgeräte.
3. **Großes Display:** Viele Modelle verfügen über ein gut lesbares Display, das die Ergebnisse klar anzeigt.
4. **Speicherfunktion:** Oft haben diese Geräte eine Speicherfunktion, um mehrere Messwerte zu speichern, sodass Sie Ihre Werte im Zeitverlauf verfolgen können.
5. **Erkennung von Arrhythmien:** Einige Modelle sind in der Lage, Herzrhythmusstörungen während der Messung zu erkennen.
6. **Einfache Handhabung:** Die meisten Geräte sind benutzerfreundlich gestaltet und erfordern nur wenige Schritte zur Durchführung einer Messung.
7. **Batteriebetrieb oder Netzbetrieb:** Je nach Modell kann das Gerät entweder mit Batterien betrieben werden



oder über ein Netzteil verfügen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

