



**BOSO BOSOTRON2 BOSCH +SOHN**  
**VOLLAUTOMATISCHES**  
**BLUTDRUCKMESSGERÄT**

SKU: BC112024

~~299,00 €~~ **280,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Blutdruckmessgerät](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Boso Bosotron 2 ist ein vollautomatisches Blutdruckmessgerät, das von der Firma Boso (Bosch + Sohn) hergestellt wird. Es ist bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit und Genauigkeit. Hier sind einige der typischen Merkmale und Funktionen, die dieses Gerät bieten könnte:

1. **Vollautomatische Messung:** Das Gerät misst den Blutdruck automatisch am Oberarm, was eine einfache Handhabung ermöglicht.
2. **Großes Display:** Viele Modelle verfügen über ein gut lesbares Display, das die Ergebnisse klar anzeigt.
3. **Speicherfunktion:** Oft haben diese Geräte die Möglichkeit, mehrere Messwerte zu speichern, sodass Sie Ihre Blutdruckwerte über einen bestimmten Zeitraum verfolgen können.
4. **Erkennung von Arrhythmien:** Einige Modelle können Herzrhythmusstörungen erkennen und darauf hinweisen.
5. **Einfache Bedienung:** Die meisten Geräte sind so konzipiert, dass sie auch von Personen ohne technische Vorkenntnisse leicht bedient werden können.
6. **Zuverlässigkeit und Genauigkeit:** Boso ist bekannt für qualitativ hochwertige medizinische Geräte, die präzise Messungen liefern.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

