



## **BRAUN PERFUSOR COMPACT INFUSION PUMP - INFUSIONSPUMPE**

**SKU:** EA082023

**399,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Braun Perfusor Compact Infusion Pump** ist ein zuverlässiges und präzises Gerät zur kontrollierten Verabreichung von Infusionslösungen, das durch seine kompakte Bauweise und einfache Bedienung überzeugt. Sie gewährleistet eine sichere und kontinuierliche Infusionstherapie in klinischen und ambulanten Anwendungen.



---

**Categories:** [Infusoren und Perfusoren](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Braun Perfusor Compact Infusion Pump** ist ein hochmodernes, medizinisches Gerät zur präzisen und sicheren Verabreichung von Infusionslösungen und Medikamenten. Speziell entwickelt für den Einsatz in Kliniken, Pflegeeinrichtungen sowie ambulanten Versorgungssituationen, überzeugt diese Infusionspumpe durch ihre kompakte Bauweise und einfache Handhabung.

### **Merkmale und Vorteile:**

- **Präzise Dosierung:** Die Perfusor Compact gewährleistet eine exakte und zuverlässige Infusionsrate, um eine optimale Medikamentenverabreichung sicherzustellen.
- **Benutzerfreundliches Bedienfeld:** Ein intuitives Interface mit klaren Anzeigen ermöglicht eine schnelle Programmierung und Überwachung der Infusion ohne komplizierte Bedienung.
- **Kompaktes und leichtes Design:** Durch die handliche Größe ist die Pumpe ideal für den mobilen Einsatz sowie für den Gebrauch am Patientenbett.



- **Vielfältige Infusionsmodi:** Unterstützung verschiedener Infusionsarten wie kontinuierliche oder intermittierende Infusionen, angepasst an die individuellen Therapieanforderungen.
- **Alarmfunktionen:** Eingebaute Sicherheitsalarme warnen bei Blockaden, Luft im Schlauch oder niedriger Batteriekapazität, um die Patientensicherheit zu erhöhen.
- **Lange Batterielaufzeit:** Ermöglicht eine unterbrechungsfreie Anwendung auch bei Transporten oder außerhalb der klinischen Umgebung.

### **Anwendungsgebiete:**

Die Braun Perfusor Compact Infusionspumpe eignet sich ideal für die Verabreichung von Schmerzmitteln, Antibiotika, Chemotherapeutika und anderen intravenösen Therapien. Sie wird häufig in der Anästhesie, Intensivmedizin, Palliativversorgung sowie bei der Schmerztherapie eingesetzt.

### **Sicherheit und Qualität:**

Als Produkt eines renommierten Herstellers erfüllt die Braun Perfusor Compact alle relevanten medizinischen Normen und Standards. Die regelmäßigen Selbsttests und die robuste Konstruktion gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit im klinischen Alltag.

Zusammenfassend bietet die **Braun Perfusor Compact Infusion Pump** eine optimale Kombination aus Präzision, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit und ist somit eine wertvolle Unterstützung für medizinisches Fachpersonal bei der sicheren Infusionstherapie.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

