



## CAREFUSION ALARIS GP PLUS

SKU: P102024

~~199,00 €~~ **175,50 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Infusionspumpe](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der CareFusion Alaris GP Plus ist ein Infusionssystem, das in der medizinischen Versorgung eingesetzt wird, um Medikamente und Flüssigkeiten präzise und sicher an Patienten zu verabreichen. Es handelt sich um eine modulare Plattform, die verschiedene Funktionen bietet, darunter:

1. **Präzise Infusion:** Das System ermöglicht eine genaue Dosierung von Medikamenten und Flüssigkeiten, was für die Sicherheit der Patienten entscheidend ist.
2. **Modularität:** Der Alaris GP Plus kann mit verschiedenen Modulen ausgestattet werden, um unterschiedliche Arten von Infusionen durchzuführen, einschließlich intravenöser (IV) Infusionen.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass sie einfach zu bedienen ist, was die Schulung des medizinischen Personals erleichtert.
4. **Sicherheitsfunktionen:** Das System verfügt über verschiedene Sicherheitsmechanismen, wie z.B. Alarmfunktionen bei Problemen während der Infusion.
5. **Datenmanagement:** Einige Modelle bieten Funktionen zur Dokumentation und Überwachung von Infusionsdaten, was die Nachverfolgbarkeit verbessert.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

