



## CAREFUSION ALARIS TIVA SPRITZENPUMPE

SKU: T102025 (2 )

zzgl. [Versandkosten](#)

**Carefusion Alaris TIVA Spritzenpumpe** ist ein präzises Infusionsgerät zur kontrollierten Verabreichung von Medikamenten bei der totalen intravenösen Anästhesie (TIVA). Das kompakte Design ermöglicht eine zuverlässige Dosierung und einfache Handhabung im klinischen Alltag.



---

Categories: [Patientenversorgung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Carefusion Alaris TIVA Spritzenpumpe** ist ein hochmodernes Infusionsgerät, das speziell für die sichere und präzise Verabreichung von Medikamenten über intravenöse Spritzen entwickelt wurde. Sie eignet sich besonders für die kontinuierliche und kontrollierte Gabe von Medikamenten bei der totalen intravenösen Anästhesie (TIVA) sowie in anderen klinischen Anwendungsbereichen, in denen eine exakte Dosierung erforderlich ist.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Präzise Dosierung:** Die Pumpe gewährleistet eine exakte und zuverlässige Medikamentenabgabe, um optimale Therapieergebnisse zu erzielen.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Ein intuitives Bedienfeld mit übersichtlichem Display ermöglicht eine einfache Programmierung und Überwachung der Infusion.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Alarme und Schutzmechanismen warnen frühzeitig vor Verstopfungen, Luft im Schlauch oder anderen Störungen, um Patientensicherheit zu gewährleisten.
- **Flexible Einsatzmöglichkeiten:** Kompatibel mit verschiedenen Spritzengrößen und geeignet für den Einsatz in OP, Intensivstation und anderen klinischen Umgebungen.
- **Kompaktes und robustes Design:** Die Pumpe ist leicht zu transportieren und für den Dauereinsatz unter



anspruchsvollen Bedingungen konzipiert.

#### **Technische Spezifikationen:**

- Unterstützte Spritzengrößen: 1 ml bis 50 ml
- Infusionsrate: Einstellbar von 0,1 ml/h bis zu 1200 ml/h
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit integriertem Akku für unterbrechungsfreien Betrieb
- Alarmfunktionen: akustisch und visuell bei Fehlfunktionen oder Grenzwertüberschreitungen
- Maße und Gewicht: Kompakt und leicht für optimale Mobilität

Die **Carefusion Alaris TIVA Spritzenpumpe** unterstützt medizinisches Personal dabei, komplexe Infusionsprotokolle sicher und effizient umzusetzen. Durch ihre präzise Steuerung trägt sie maßgeblich zur Verbesserung der Patientenversorgung bei und ist ein unverzichtbares Werkzeug in der modernen Anästhesie und Intensivmedizin.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

