



CAREFUSION ALARIS TIVA SPRITZENPUMPE

SKU: E032024

399,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

CareFusion Alaris TIVA Spritzenpumpe ist ein präzises und zuverlässiges Infusionsgerät, speziell entwickelt für die kontrollierte Verabreichung von Medikamenten in der Anästhesie und Intensivmedizin. Sie gewährleistet eine exakte Dosierung und einfache Handhabung, um die Patientensicherheit zu maximieren.



Categories: [Infusoren und Perfusoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Carefusion Alaris TIVA Spritzenpumpe** ist ein hochmodernes medizinisches Infusionsgerät, das speziell für die präzise und kontrollierte Verabreichung von Medikamenten im Rahmen der Total Intravenösen Anästhesie (TIVA) entwickelt wurde. Dieses Gerät gewährleistet eine sichere, zuverlässige und benutzerfreundliche Infusionstherapie, die den hohen Anforderungen in der Anästhesie und Intensivmedizin gerecht wird.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Medikamentendosierung:** Die Alaris TIVA Spritzenpumpe ermöglicht eine exakte Einstellung der Infusionsrate und -menge, was besonders bei der Verabreichung von Anästhetika und anderen kritischen Medikamenten entscheidend ist.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Ein intuitives Bedienfeld mit klarer Anzeige erleichtert die Handhabung und minimiert Bedienfehler.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Alarmer und Schutzmechanismen überwachen kontinuierlich die Infusion und warnen frühzeitig bei Störungen wie Verstopfungen, Unterbrechungen oder Überdosierungen.

- **Flexible Anwendung:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Spritzen unterschiedlicher Hersteller und Größen, was eine breite Einsatzmöglichkeit gewährleistet.
- **Robustes Design:** Die Pumpe ist für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen konzipiert und zeichnet sich durch Langlebigkeit und einfache Wartung aus.

Anwendungsgebiete:

Die Carefusion Alaris TIVA Spritzenpumpe wird vorwiegend in der Anästhesie zur Durchführung der Total Intravenösen Anästhesie eingesetzt. Darüber hinaus eignet sie sich für die kontinuierliche oder intermittierende Infusion von Medikamenten auf Intensivstationen, in der Notfallmedizin und in anderen Bereichen, in denen eine präzise Medikamentengabe erforderlich ist.

Technische Spezifikationen:

- Infusionsrate: Einstellbar von sehr niedrigen bis zu höheren Flussraten
- Kompatible Spritzenvolumina: Variabel, je nach Modell und Anwendung
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit Akku-Backup für unterbrechungsfreie Anwendung
- Alarmfunktionen: akustisch und visuell zur sofortigen Fehlererkennung

Die Carefusion Alaris TIVA Spritzenpumpe steht für höchste Qualität und Sicherheit in der Infusionstherapie und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, individuelle Therapien optimal umzusetzen und Patienten bestmöglich zu versorgen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 3 kg



GALLERIE

