



CARFUSION MASTER SCREEN BODY DIFF
STARTLAP 5.30.0 BODY
PLETHYSMOGRAPHE

SKU: EU072024-NV



Categories: [Pulmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Carfusion Master Screen Body Diff ist ein medizinisches Gerät, das in der Pulmologie zur Durchführung von Körperplethysmographie-Tests verwendet wird. Diese Tests sind wichtig für die Beurteilung der Lungenfunktion und helfen bei der Diagnose von Atemwegserkrankungen wie Asthma, COPD und anderen pulmonalen Erkrankungen.

Hier sind einige Merkmale und Funktionen des Carfusion Master Screen Body Diff:

1. **Körperplethysmographie:** Das System ermöglicht die Messung des Lungenvolumens und der Atemwiderstände, indem es den Druck- und Volumenänderungen während des Atmens folgt.
2. **Benutzerfreundliche Software:** Die Softwareversion 5.30.0 bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es dem medizinischen Personal erleichtert, Tests durchzuführen und die Ergebnisse zu interpretieren.
3. **Präzise Messungen:** Das Gerät liefert genaue und zuverlässige Daten über die Lungenfunktion, was für die Diagnose und das Management von Atemwegserkrankungen entscheidend ist.
4. **Integration mit anderen Systemen:** Der Carfusion Master Screen Body Diff kann oft mit anderen diagnostischen Geräten und Informationssystemen integriert werden, um einen umfassenden Überblick über den Gesundheitszustand des Patienten zu erhalten.
5. **Datenanalyse:** Die Software ermöglicht eine detaillierte Analyse der Testergebnisse, einschließlich grafischer Darstellungen, die Ärzten helfen können, fundierte Entscheidungen zu treffen.
6. **Patientenkomfort:** Das Design des Systems berücksichtigt den Komfort des Patienten während der Tests, was wichtig ist, um genaue Ergebnisse zu erzielen.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

