



[CARL ZEISS 142801 OPHTHALMOMETER KERATOMETER -](#)

SKU: AR052020-V

Das Carl Zeiss 142801 Ophthalmometer Keratometer ist ein präzises diagnostisches Gerät zur Messung der Hornhautkrümmung und Augenoberfläche. Es gewährleistet zuverlässige Ergebnisse durch hochwertige Optik und robuste Bauweise, ideal für die ophthalmologische Praxis.



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Carl Zeiss 142801 Ophthalmometer Keratometer** ist ein hochpräzises diagnostisches Instrument, das speziell für die exakte Vermessung der Hornhautradien und die Bestimmung der Hornhautkrümmung entwickelt wurde. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug in der Augenheilkunde und Optometrie, das sowohl bei der Anpassung von Kontaktlinsen als auch in der refraktiven Chirurgie Anwendung findet.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Präzise Hornhautmessung:** Das Gerät ermöglicht die genaue Erfassung der Hornhautradien mit hoher Wiederholgenauigkeit, was essenziell für die Diagnose von Astigmatismus und anderen



Hornhauterkrankungen ist.

- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Das Ophthalmometer ist ergonomisch gestaltet und bietet eine intuitive Handhabung, die eine schnelle und komfortable Messung ermöglicht.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien gewährleistet das Instrument eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion auch bei intensivem Gebrauch.
- **Optische Präzision:** Die integrierten optischen Komponenten von Carl Zeiss sorgen für eine exzellente Bildqualität und genaue Ablesung der Messwerte.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Neben der Hornhautvermessung eignet sich das Gerät auch zur Bestimmung der Augenoberflächenkrümmung, was es zu einem multifunktionalen Instrument in der augenärztlichen Praxis macht.

Anwendungsgebiete:

- Diagnostik von Hornhauterkrankungen und Astigmatismus
- Präoperative Planung bei refraktiven Eingriffen
- Anpassung und Kontrolle von Kontaktlinsen
- Forschung und klinische Studien im Bereich der Ophthalmologie

Mit dem **Carl Zeiss 142801 Ophthalmometer Keratometer** erhalten Fachärzte und Optometristen ein zuverlässiges und präzises Messinstrument, das höchste Qualitätsstandards erfüllt und zur Verbesserung der Patientenversorgung beiträgt. Dank seiner exakten Messmethoden unterstützt es die sichere Diagnostik und Therapieplanung im Bereich der Augenheilkunde.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

