



[CARL ZEISS F 125 MITBEOBACHTER TUBUS -](#)

SKU: EK062025-NV

Carl Zeiss f 125 Mitbeobachter Tubus ermöglicht eine präzise und komfortable Beobachtung durch zwei Anwender gleichzeitig, ideal für chirurgische und diagnostische Anwendungen. Das hochwertige optische System garantiert scharfe, kontrastreiche Bilder und eine ergonomische Handhabung für optimale Arbeitsbedingungen.



Categories: [Mikroskop](#), [Mikroskope und Zubehör](#), [Op Mikroskop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Carl Zeiss f 125 Mitbeobachter Tubus** ist ein hochpräzises optisches Zubehör, das speziell für den Einsatz in der Mikrochirurgie und anderen anspruchsvollen medizinischen Anwendungen entwickelt wurde. Dieses hochwertige Produkt ermöglicht es einem zweiten Anwender, die Operation oder Untersuchung parallel zum Hauptoperateur mitzuverfolgen, was die Kommunikation und Zusammenarbeit im OP-Saal erheblich verbessert.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Optische Präzision:** Der Tubus ist mit erstklassigen Carl Zeiss-Optiken ausgestattet, die eine scharfe, kontrastreiche und detailgenaue Bildwiedergabe gewährleisten.
- **Fokussierbarer Aufbau:** Der Mitbeobachter Tubus verfügt über eine eigene Fokussierung, sodass der Mitbeobachter die optimale Schärfe individuell einstellen kann, ohne die Einstellungen des Hauptmikroskops zu verändern.
- **Ergonomisches Design:** Der Tubus ist so konstruiert, dass er einfach und sicher am Hauptmikroskop montiert werden kann, ohne die Beweglichkeit oder Handhabung einzuschränken.
- **Kompatibilität:** Der f 125 Tubus ist kompatibel mit verschiedenen Carl Zeiss Operationsmikroskopen, was eine flexible Integration in bestehende Systeme ermöglicht.
- **Verbesserte Zusammenarbeit:** Durch die Möglichkeit der simultanen Beobachtung können

Assistenzpersonal, Auszubildende oder weitere Fachkräfte den Eingriff live verfolgen, was die Ausbildung und Teamarbeit fördert.

Anwendungsgebiete:

Der Carl Zeiss f 125 Mitbeobachter Tubus ist ideal geeignet für folgende Bereiche:

- Neurochirurgie
- Augenchirurgie (Ophthalmologie)
- HNO-Chirurgie
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie
- Allgemeine Mikrochirurgie

Technische Details:

- Brennweite: 125 mm
- Vergrößerung: Entsprechend dem Hauptmikroskop einstellbar
- Gewicht: Leicht und handlich für einfache Montage
- Material: Hochwertige, robuste Materialien für Langlebigkeit und Sterilisierbarkeit

Zusammenfassend bietet der **Carl Zeiss f 125 Mitbeobachter Tubus** eine exzellente Möglichkeit, die visuelle Zusammenarbeit im Operationssaal zu optimieren. Seine präzise Optik, einfache Handhabung und hervorragende Kompatibilität machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für medizinische Fachkräfte, die Wert auf Qualität und Effizienz legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

