



CARL ZEISS OPMI MD AUF S3 STATIV - MIT MITBEOBACHTER

SKU: CY112024

~~5.999,00 €~~ **5.850,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Mikroskop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Carl Zeiss Opmi MD ist ein chirurgisches Mikroskop, das häufig in der Augenheilkunde und anderen medizinischen Fachgebieten eingesetzt wird. Es bietet eine hohe optische Qualität und präzise Bildgebung, was für chirurgische Eingriffe von entscheidender Bedeutung ist.

Hier sind einige Merkmale des Carl Zeiss Opmi MD:

1. **Optische Leistung:** Das Mikroskop verfügt über hochwertige Linsen, die eine exzellente Bildschärfe und -helligkeit bieten.
2. **Flexibilität:** Das Opmi MD kann mit verschiedenen Stativooptionen verwendet werden, darunter das S3-Stativ, das Stabilität und Mobilität während des Einsatzes gewährleistet.
3. **Mitbeobachter-Funktion:** Diese Funktion ermöglicht es einem zweiten Beobachter, das Bild gleichzeitig zu sehen, was besonders in Ausbildungssituationen oder bei komplexen Eingriffen nützlich ist. Dies kann durch einen zusätzlichen Okularanschluss oder einen Monitor erfolgen.
4. **Ergonomie:** Die Konstruktion des Mikroskops ist darauf ausgelegt, den Komfort des Chirurgen zu maximieren und eine ergonomische Haltung während längerer Eingriffe zu fördern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

