



CINCINNATI SUB-ZERO 135 WARMAIR HYPOTHERMIA UNIT

SKU: AY072017

399,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Gebläse für das Patientenwärmemanagement.

Leistung : 1.200 Watt

Temperatur: 4 Stufen einstellbar

Filter: 100 % Luftfilterung - Hepa Filter 0,2 Mikron

Sicherheit: 3-fach Mikroprozessorsteuerung zur

Temperaturkontrolle

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com


info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Fundgrube](#), [Inkubatoren und Reanimation](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG



Gebläse für das Patientenwärmemanagement.

Leistung : 1.200 Watt

Temperatur: 4 Stufen einstellbar

Filter: 100 % Luftfilterung - Hepa Filter 0,2 Mikron

Sicherheit: 3-fach Mikroprozessorsteuerung zur Temperaturkontrolle

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

20 kg



GALLERIE

