



## **CN SYSTEMS TASK FORCE MONITOR 3040I** **HEMODYNAMIC MONITOR**

SKU: AR052025

zzgl. [Versandkosten](#)

**cN Systems TASK FORCE MONITOR 3040I** ist ein hochpräziser hämodynamischer Monitor, der kontinuierliche Messungen der kardiovaskulären Parameter ermöglicht und eine schnelle, zuverlässige Analyse zur Unterstützung klinischer Entscheidungen bietet. Das modulare Design garantiert flexible Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen medizinischen Bereichen bei maximaler Benutzerfreundlichkeit.



---

Categories: [Notfallversorgung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **cN Systems TASK FORCE MONITOR 3040I** ist ein hochentwickelter hämodynamischer Monitor, der speziell für den Einsatz in der Intensivmedizin, Kardiologie und perioperativen Überwachung konzipiert wurde. Dieses multifunktionale Gerät ermöglicht eine umfassende und präzise Überwachung der kardiovaskulären Parameter und unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der schnellen und sicheren Entscheidungsfindung.

### **Produktmerkmale und Vorteile:**

- **Umfassende hämodynamische Überwachung:** Der TASK FORCE MONITOR 3040I misst kontinuierlich und in Echtzeit zentrale Parameter wie invasiven Blutdruck (arteriell, zentralvenös), Herzzeitvolumen, systemischen Gefäßwiderstand, pulmonalen Druck sowie weitere kritische Vitalwerte.
- **Modularer Aufbau:** Dank des flexiblen und modularen Designs lässt sich der Monitor individuell an die Anforderungen verschiedenster klinischer Situationen anpassen.



- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Ein großes, hochauflösendes Farbdisplay ermöglicht eine übersichtliche Darstellung aller Messwerte und Trendkurven. Die Bedienung erfolgt über ein benutzerfreundliches Touchscreen-Interface, das eine schnelle und einfache Navigation garantiert.
- **Erweiterte Analysefunktionen:** Der Monitor bietet umfangreiche Tools zur Trendanalyse, Alarmfunktionen und Datenaufzeichnung, um eine lückenlose Dokumentation und Auswertung der hämodynamischen Situation zu gewährleisten.
- **Hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit:** Die eingesetzten Sensoren und Algorithmen gewährleisten präzise Messergebnisse, auch bei kritischen Patientenbedingungen.
- **Netzwerkfähigkeit:** Der TASK FORCE MONITOR 3040I kann nahtlos in klinische Informationssysteme integriert werden, was eine zentrale Datenverwaltung und -überwachung ermöglicht.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Intensivstationen zur fortlaufenden Überwachung kritisch kranker Patienten
- Operationssäle für perioperative hämodynamische Steuerung
- Kardiologische Abteilungen zur Diagnostik und Therapieüberwachung
- Notfallmedizin und Transportmonitoring

Der **cN Systems TASK FORCE MONITOR 3040I** ist ein unverzichtbares Instrument für die moderne Patientenüberwachung mit Fokus auf höchste Sicherheit, Präzision und Benutzerfreundlichkeit. Er unterstützt Ärzte und Pflegepersonal dabei, lebenswichtige Entscheidungen schnell und fundiert zu treffen und somit die Versorgungsqualität nachhaltig zu verbessern.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

