



CNSYSTEMS CNAP MONITOR 500 BY
CNSYSTEMS CONTINUOUS NONINVASIVE
BLOOD PRESSURE MONITORING DOM 2015

SKU: AJ012023-NV

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800
86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79
03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 -
256

Fax. 0049 40 3 61 61 -
257



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

