



[COHERENT VERSA PULSE SELECT LASER // CHIRURGIELASER](#)

SKU: CT122019

zzgl. [Versandkosten](#)

Coherent Versa Pulse Select Laser ist ein hochpräziser Chirurgielaser, der durch seine vielseitigen Pulsmodi eine exzellente Gewebekontrolle und minimalinvasive Behandlungsmöglichkeiten bietet. Er eignet sich ideal für anspruchsvolle chirurgische Eingriffe und gewährleistet maximale Sicherheit und Effizienz.



Categories: [Laser-Chirurgie-Geräte](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Coherent Versa Pulse Select Laser** ist ein hochmodernes Chirurgielasersystem, das speziell für präzise und vielseitige Anwendungen in der chirurgischen Medizin entwickelt wurde. Dieses Lasergerät bietet eine herausragende Kombination aus Leistung, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, die den Bedürfnissen von Chirurgen in verschiedenen Fachbereichen gerecht wird.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Präzise Gewebeablation:** Der Versa Pulse Select Laser ermöglicht eine exakte Gewebeentfernung mit minimaler thermischer Schädigung des umliegenden Gewebes, was zu einer schnelleren Heilung und weniger postoperativen Komplikationen führt.
- **Variable Pulsdauer und Energieeinstellungen:** Die anpassbaren Parameter erlauben eine optimale Anpassung an unterschiedliche Gewebetypen und chirurgische Verfahren, wodurch höchste Effizienz und Sicherheit gewährleistet sind.
- **Vielseitige Einsatzgebiete:** Geeignet für Anwendungen in der Dermatologie, HNO-Chirurgie, plastischen



Chirurgie, Zahnmedizin sowie allgemeinen operativen Eingriffen.

- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und benutzerfreundliche System verfügt über intuitive Bedienelemente und ein übersichtliches Display, das die Handhabung erleichtert und die Arbeitsabläufe im OP optimiert.
- **Hohe Sicherheitsstandards:** Ausgestattet mit umfassenden Sicherheitsfunktionen wie integrierten Schutzmechanismen und Not-Aus-Schaltern, um den Schutz von Patienten und medizinischem Personal zu gewährleisten.

Anwendungsmöglichkeiten:

- Präzise Schnittführung und Koagulation bei Weichteilchirurgie
- Entfernung von Tumoren und Läsionen mit minimaler Invasivität
- Behandlung von vaskulären Anomalien und Hautveränderungen
- Schonende Gewebeabtragung in der HNO- und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Der **Coherent Versa Pulse Select Laser** stellt eine erstklassige Lösung für Chirurgen dar, die höchste Präzision und Vielseitigkeit in einem einzigen System suchen. Durch seine fortschrittliche Technologie unterstützt er die Durchführung anspruchsvoller Eingriffe mit verbesserter Patientensicherheit und optimalen klinischen Ergebnissen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

