



COLIN BP-508 PATIENTENMONITOR VITAL SIGNS MONITOR ICU ECG NIBP SPO2 TEMP

SKU: CJ092024

~~466,00 €~~ **397,80 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Überwachungsmonitor](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Colin BP-508 ist ein Patientenmonitor, der häufig in Intensivstationen (ICU) eingesetzt wird. Er bietet eine umfassende Überwachung der Vitalzeichen von Patienten. Hier sind einige der Hauptmerkmale des Colin BP-508:

1. **ECG (Elektrokardiogramm):** Der Monitor kann die elektrische Aktivität des Herzens aufzeichnen und analysieren, was wichtig für die Überwachung von Herzrhythmusstörungen ist.
2. **NIBP (Nicht-invasive Blutdruckmessung):** Der Monitor misst den Blutdruck des Patienten ohne invasive Verfahren, was für die kontinuierliche Überwachung von entscheidender Bedeutung ist.
3. **SpO2 (Sauerstoffsättigung):** Mit einem Pulsoximeter misst der Monitor den Sauerstoffgehalt im Blut, was wichtig ist, um sicherzustellen, dass der Patient ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird.
4. **Temperatur:** Der Monitor kann auch die Körpertemperatur des Patienten überwachen, was bei der Beurteilung von Infektionen oder anderen gesundheitlichen Problemen hilfreich ist.
5. **Datenanzeige und -speicherung:** Der Colin BP-508 zeigt alle gesammelten Daten in Echtzeit an und speichert sie zur späteren Analyse.
6. **Alarmfunktionen:** Der Monitor verfügt über Alarme, die das medizinische Personal warnen, wenn die Vitalzeichen außerhalb der normalen Bereiche liegen.

Dieser Monitor ist ein wichtiges Werkzeug in der Patientenüberwachung und hilft dem medizinischen Personal, schnell auf Veränderungen im Zustand eines Patienten zu reagieren.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

