



## CONMED LINVATEC D4000A ARTHROSCOPIC RESECTION SYSTEM MIT 02 X HANDSTÜCKE UND 1 X FUSSSCHALTER DOM 2014

SKU: FJ062022

3.999,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

**ConMed Linvatec D4000a Arthroscopic Resection System** ist ein hochwertiges Gerät zur präzisen arthroskopischen Resektion, ausgestattet mit zwei ergonomischen Handstücken und einem Fußschalter für optimale Steuerung. Das System bietet zuverlässige Leistung und Bedienkomfort bei minimalinvasiven Eingriffen (DOM 2014).



---

Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ConMed Linvatec D4000a Arthroscopic Resection System** stellt eine hochmoderne Lösung für minimalinvasive arthroskopische Eingriffe dar. Entwickelt für präzise und effiziente Resektionen in der orthopädischen Chirurgie, kombiniert dieses System innovative Technologie mit bewährter Zuverlässigkeit.

### Produktumfang:

- 1 x Steuergerät D4000a
- 2 x Handstücke für arthroskopische Resektion
- 1 x Fußschalter

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Ergonomische Handstücke:** Die zwei mitgelieferten Handstücke sind leicht, gut ausbalanciert und



ermöglichen dem Operateur eine präzise Handhabung bei der Gewebsresektierung.

- **Vielseitige Anwendung:** Das System eignet sich für unterschiedliche arthroskopische Verfahren, insbesondere in der Gelenkchirurgie bei Knie, Schulter und anderen Bereichen.
- **Einfache Steuerung:** Der Fußschalter ermöglicht eine freihändige Bedienung, wodurch der Chirurg den Fokus vollständig auf den Eingriff legen kann.
- **Hohe Leistungsfähigkeit:** Das D4000a Steuergerät gewährleistet eine konstante und kontrollierte Leistung, die eine sichere und effektive Resektion unterstützt.
- **Kompatibilität:** Das System ist mit einer Vielzahl von Zubehör und Instrumenten aus dem Linvatec-Portfolio kompatibel, was die Flexibilität im OP erhöht.

#### **Technische Details (DOM 2014):**

- Modell: D4000a
- Steuerungsmodus: Fußschalter-betrieben
- Anzahl Handstücke: 2
- Datum der Herstellung: 2014

Das ConMed Linvatec D4000a Arthroscopic Resection System ist eine bewährte Wahl für Chirurgen, die Wert auf Präzision, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort legen. Durch die Kombination aus ergonomischem Design und leistungsfähiger Technik unterstützt es eine optimale Patientenversorgung im Bereich der arthroskopischen Chirurgie.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

