



## [CORSCIENCE BT12 BT 12 COR12- MOBILES 12-KANAL-BLUETOOTH-EKG MIT INTEGRIERTEM PATIENTENKABEL](#)

**SKU:** HX082025-K

**Corscience BT12** ist ein mobiles 12-Kanal-Bluetooth-EKG mit integriertem Patienten-kabel, das eine präzise und zuverlässige Herzstrommessung in Echtzeit ermöglicht. Durch die kabellose Datenübertragung bietet es hohe Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit im klinischen und ambulanten Einsatz.



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Corscience BT12 BT 12 COR12** ist ein hochmodernes, mobiles 12-Kanal-Bluetooth-EKG-System, das speziell für den professionellen Einsatz in der Kardiologie und anderen medizinischen Bereichen entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht eine präzise und zuverlässige Erfassung der Herzaktivitäten, unterstützt durch modernste Technologie und ein anwenderfreundliches Design.

Das integrierte Patienten-kabel sorgt für eine unkomplizierte und sichere Verbindung zu den Elektroden, wodurch die Vorbereitung und Durchführung der EKG-Aufzeichnung deutlich erleichtert wird. Dank der Bluetooth-Funktionalität kann das Gerät kabellos mit kompatiblen Auswertungs- und Speichergeräten verbunden werden, was maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität im klinischen Alltag gewährleistet.

### Wesentliche Merkmale und Vorteile des Corscience BT12:

- **12-Kanal-EKG:** Ermöglicht eine umfassende Analyse der Herzaktivitäten mit hoher Auflösung.
- **Mobile Bluetooth-Konnektivität:** Kabellose Datenübertragung für mehr Komfort und Flexibilität.
- **Integriertes Patienten-kabel:** Reduziert Kabelsalat und sorgt für eine sichere und einfache Handhabung.
- **Hohe Messgenauigkeit:** Präzise Signalaufnahme zur Unterstützung einer zuverlässigen Diagnostik.



- **Benutzerfreundliches Design:** Kompaktes, leichtes Gerät für den mobilen Einsatz in Kliniken, Praxen und im Notfall.
- **Kompatibilität:** Einfache Integration in bestehende IT-Systeme und Softwarelösungen für EKG-Auswertung.

Das Corscience BT12 ist ideal für den Einsatz bei Routineuntersuchungen, Notfall- und Intensivmedizin sowie für ambulante Anwendungen. Es unterstützt Medizinpersonal dabei, schnell und effizient aussagekräftige EKG-Daten zu erheben und somit eine fundierte kardiologische Diagnostik zu ermöglichen.

Zusammenfassend bietet das **Corscience BT12 BT 12 COR12** ein leistungsstarkes, zuverlässiges und benutzerfreundliches EKG-System, das durch seine mobile Bluetooth-Technologie und das integrierte Patienten-kabel optimale Voraussetzungen für eine moderne medizinische Versorgung schafft.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

