



## COVIDIEN KANGAROO EPUMP PUMPE FÜR ENTERALE ERNÄHRUNG

SKU: CL052025

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **COVIDIEN Kangaroo ePump** ist eine präzise und zuverlässige Pumpe zur enteralen Ernährung, die eine kontrollierte und kontinuierliche Nährstoffzufuhr gewährleistet. Sie überzeugt durch einfache Handhabung und sicheres Förderverhalten, um die Versorgung von Patienten optimal zu unterstützen.



---

Categories: [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **COVIDIEN Kangaroo ePump** ist eine hochpräzise Pumpe zur enteralen Ernährung, die speziell entwickelt wurde, um eine sichere und zuverlässige Nährstoffzufuhr bei Patienten mit verschiedensten ernährungsbedingten Bedürfnissen zu gewährleisten. Dieses medizinische Gerät bietet eine benutzerfreundliche Bedienung kombiniert mit modernster Technologie, die den hohen Anforderungen in klinischen und häuslichen Pflegeumgebungen gerecht wird.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Präzise Dosierung:** Die Kangaroo ePump ermöglicht eine exakte Steuerung der Förderrate, wodurch eine kontinuierliche und gleichmäßige Nährstoffzufuhr sichergestellt wird.
- **Vielseitige Einstellmöglichkeiten:** Die Pumpe unterstützt verschiedene Förderraten und Volumina, um individuell an die Bedürfnisse des Patienten angepasst zu werden.
- **Alarmer und Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Alarmer warnen zuverlässig bei Blockaden, Leckagen oder Batteriestatus, um eine sichere Anwendung zu garantieren.



- **Portables und kompaktes Design:** Die leichte Bauweise und das tragbare Format erlauben einen flexiblen Einsatz, sowohl stationär als auch mobil.
- **Einfache Handhabung:** Das intuitive Interface mit übersichtlichem Display erleichtert die Bedienung und Programmierung der Pumpe durch medizinisches Fachpersonal sowie geschulte Pflegekräfte.
- **Kompatibilität:** Die Pumpe ist kompatibel mit dem umfangreichen COVIDIEN Kangaroo Zubehörprogramm und unterstützt verschiedene Katheter- und Ernährungsschläuche.

### **Anwendungsbereiche:**

Die COVIDIEN Kangaroo ePump ist ideal geeignet für die enterale Ernährung bei Patienten mit:

- Schluckstörungen (Dysphagie)
- Neurologischen Erkrankungen
- Postoperativen Zuständen
- Chronischen Erkrankungen, die eine langfristige Ernährungstherapie erfordern
- Intensivmedizinischer Betreuung

### **Technische Daten (Auszug):**

- Förderrate: 1 bis 600 ml/h
- Volumenkapazität: Bis zu 1000 ml pro Infusion
- Stromversorgung: Netz- und Batteriebetrieb
- Alarmsysteme: Blockade, Niedriger Batteriestand, Niedriger Flüssigkeitsstand

Die **COVIDIEN Kangaroo ePump** gewährleistet durch ihre fortschrittlichen Funktionen und ihr anwenderfreundliches Design eine optimale Unterstützung bei der enteralen Ernährung und trägt maßgeblich zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten bei, die auf eine künstliche Ernährung angewiesen sind.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

