



## COVIDIEN KENDALL SCD 700 SERIES SMART COMPRESSION CONTROLLER THERAPY PUMP - DOM 2016

**SKU:** AG072025

**Covidien Kendall SCD 700 Series Smart Compression Controller Therapy Pump** ist ein zuverlässiges medizinisches Gerät zur intermittierenden pneumatischen Kompression, das effektiv die venöse Zirkulation unterstützt und das Risiko von tiefer Venenthrombose (TVT) reduziert. Das 2016 eingeführte Modell bietet intelligente Steuerungsfunktionen für eine individuell anpassbare und sichere Thromboseprophylaxe.



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Covidien Kendall SCD 700 Series Smart Compression Controller Therapy Pump** ist ein hochentwickeltes medizinisches Gerät, das speziell für die intermittierende pneumatische Kompression (IPC) zur Prophylaxe der tiefen Venenthrombose (TVT) entwickelt wurde. Dieses Therapiegerät bietet eine effektive Unterstützung der venösen Zirkulation bei Patienten mit eingeschränkter Mobilität oder erhöhtem Risiko für thromboembolische Ereignisse.

### Merkmale und Vorteile:

- **Intelligente Steuerung:** Die Smart Compression Controller-Technologie gewährleistet eine präzise und adaptive Druckregulierung, die sich automatisch an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anpasst.
- **Effiziente Therapie:** Die Pumpe erzeugt einen kontrollierten intermittierenden Druck, der die venöse Rückführung fördert und somit das Risiko von Blutgerinnseln reduziert.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Das übersichtliche Bedienfeld ermöglicht eine einfache Handhabung und Einstellung



der Therapiedauer sowie des Druckniveaus.

- **Flexibilität:** Kompatibel mit verschiedenen Manschetten der Kendall SCD-Serie, die an unterschiedliche Körperbereiche (Beine, Arme) angepasst sind.
- **Hohe Zuverlässigkeit:** Robustes Design und hochwertige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer und sichere Anwendung im klinischen Alltag.

#### **Technische Spezifikationen:**

- Modell: Covidien Kendall SCD 700 Series
- Herstellungsjahr (DOM): 2016
- Therapiemodus: Intermittierende pneumatische Kompression
- Maximaler Druck: Variabel einstellbar gemäß Patientenbedürfnis
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit Sicherheitsmechanismen
- Kompatibilität: Geeignet für alle SCD-Manschetten der 700er Serie

#### **Anwendungsgebiete:**

Die Covidien Kendall SCD 700 Series Smart Compression Therapy Pump wird in Krankenhäusern, Rehabilitationszentren und Pflegeeinrichtungen eingesetzt zur:

- Vorbeugung von tiefen Venenthrombosen (TVT) bei immobilen Patienten
- Verbesserung der venösen und lymphatischen Zirkulation
- Reduktion von Schwellungen und Ödemen
- Unterstützung der postoperativen Rehabilitation

Dieses Gerät stellt eine bewährte Lösung dar, um Komplikationen durch venöse Stauungen zu minimieren und die Patientensicherheit zu erhöhen. Die Kombination aus intelligenter Steuerung und bewährter Technik macht die Covidien Kendall SCD 700 Series Smart Compression Controller Therapy Pump zu einem unverzichtbaren Instrument in der modernen Thromboseprophylaxe.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

