



[COVIDIEN KENDALL SCD 700 SERIES SMART COMPRESSION CONTROLLER THERAPY PUMP - DOM 2017](#)

SKU: AK072025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Covidien Kendall SCD 700 Series Smart Compression Controller** ist eine fortschrittliche Therapiepumpe zur intermittierenden pneumatischen Kompression, entwickelt zur effektiven Thromboseprophylaxe. Das 2017 eingeführte Modell überzeugt durch intelligente Steuerung und einfache Handhabung, um die venöse Durchblutung zu fördern und das Risiko venöser Thromboembolien zu reduzieren.



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Covidien Kendall SCD 700 Series Smart Compression Controller Therapy Pump** ist ein hochentwickeltes medizinisches Gerät, das speziell für die intermittierende pneumatische Kompression (IPC) zur Vorbeugung von tiefen Venenthrombosen (TVT) und zur Förderung der venösen Zirkulation entwickelt wurde. Das Modell stammt aus dem Jahr 2017 und zeichnet sich durch seine zuverlässige Leistung und benutzerfreundliche Handhabung aus.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Intelligente Steuerung:** Die Smart Compression Controller Technologie gewährleistet eine präzise und individuell anpassbare Kompressionstherapie, die auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt ist.
- **Effektive Therapie:** Die Pumpe fördert den venösen Rückfluss durch intermittierende Kompression, was das Risiko von Thrombosen und anderen venösen Erkrankungen signifikant reduziert.



- **Benutzerfreundlichkeit:** Ein übersichtliches Bedienfeld mit leicht verständlichen Anzeigen ermöglicht eine einfache Einstellung und Überwachung der Therapieparameter.
- **Mobilität:** Das kompakte und leichte Design erlaubt einen flexiblen Einsatz sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich.
- **Langlebigkeit und Zuverlässigkeit:** Hochwertige Materialien und eine robuste Bauweise sorgen für eine lange Lebensdauer und eine sichere Anwendung.

Anwendungsbereiche:

- Prophylaxe und Behandlung von *tiefen Venenthrombosen (TVT)*
- Unterstützung der *venösen Zirkulation* bei immobilen Patienten
- Postoperative Therapie zur Förderung der Durchblutung
- Behandlung von *chronischer venöser Insuffizienz* und Lymphödemen

Technische Details:

- Modell: Covidien Kendall SCD 700 Series
- Typ: Smart Compression Controller Therapy Pump
- Herstellungsdatum (DOM): 2017
- Kompressionsmodus: Intermittierend pneumatisch
- Einstellbare Druckparameter für individuelle Therapie
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit optionalem Akkubetrieb

Mit dem **Covidien Kendall SCD 700 Series Smart Compression Controller Therapy Pump** erhalten Ärzte und Pflegepersonal ein zuverlässiges und effektives Instrument zur Unterstützung der venösen Gesundheit. Durch seine präzise Steuerung und den hohen Bedienkomfort trägt dieses Gerät maßgeblich zur Verbesserung der Patientenversorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE



KENDALL SCD™ komfortable omslag med seksvensill kompresjon • Längdang • Liten
 Dette produktet er beregnet på bruk sammen med regulatorer av typen KENDALL SCD™ Express og 700 Series
 ikke produsert med DEHP

Sekvensné kompresné komfortné rukávy KENDALL SCD™ - Dĺžka po stehno - Malá
 Tento produkt je určený na použitie s regulatormi KENDALL SCD™ Express a serie 700. - Priti výrobe sa nepoužili
 výrobne bez použitia DEHP

Mansyoane confort compresie secventială KENDALL SCD™ - Lungime la nivelul coapsei • Mărimea S
 Acest produs este conceput pentru utilizare cu regulatoarele KENDALL SCD™ Express și Seria 700. • Nu este con
 Nu este produs cu DEHP

Последователи компрессионни ръкави Comfort KENDALL SCD™ - Дължина до бедрото • Малък
 Този продукт е предначинчен за употреба с контролери от сериите KENDALL SCD™ Express и 700.
 Не е произведено с естествен каучуков латекс • Не съдържа DEHP

LOT 41640Y05D Use by 2029-05-31
 (01)10192253016116
 (17)290531
 (10)41640Y05D VV0100384