



COVIDIEN SOMANETICS 5100C INVOS
HIRNSOMATISCHES OXIMETER + GERÄTE
WAGEN

SKU: NV012025

~~599,00 €~~ **526,50 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Neurochirurgie](#), [Neurologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Covidien Somanetics 5100C INVOS ist ein Hirn-Somatisches Oximeter, das zur kontinuierlichen Überwachung der Sauerstoffsättigung im Gehirn (cerebrale Sauerstoffsättigung, rSO₂) und anderen Geweben dient. Es wird häufig in chirurgischen und intensivmedizinischen Umgebungen eingesetzt, um die Blutversorgung des Gehirns und anderer Organe zu überwachen, insbesondere während invasiver Eingriffe oder bei Patienten mit hohem Risiko.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

