



[COVIDIEN VALLEYLAB COVIDIEN FORCE TRIAD FORCETRIAD HF-GERÄT](#)

SKU: AO122024-NV

Covidien Valleylab ForceTriad ist ein vielseitiges HF-Gerät, das durch präzise Energieabgabe und innovative Technologie eine sichere und effiziente chirurgische Koagulation ermöglicht. Es bietet zuverlässige Leistung bei minimalem Gewebeschaden und unterstützt so optimale operative Ergebnisse.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Covidien Valleylab ForceTriad HF-Gerät** ist ein hochmodernes elektrochirurgisches System, das speziell entwickelt wurde, um Chirurgen eine präzise, vielseitige und sichere Energiequelle während operativer Eingriffe zu bieten. Dieses Gerät kombiniert fortschrittliche Technologien, um optimale Ergebnisse bei der Gewebekoagulation, -schneidung und -desinfektion zu gewährleisten.

Besondere Merkmale und Vorteile:

- **Vielseitige Energieoptionen:** Das ForceTriad System unterstützt sowohl monopolare als auch bipolare Elektrochirurgie, wodurch es sich für eine breite Palette chirurgischer Anwendungen eignet.
- **Intelligente Energiemanagement:** Mit der automatischen Leistungsregelung passt das Gerät die Stromstärke präzise an die Gewebeeigenschaften an, um eine optimale Wirkung bei minimaler Gewebeschädigung zu erzielen.
- **Mehrere Modi und Programme:** Das System bietet verschiedene Schneid- und Koagulationsmodi, einschließlich Standard-, Blend- und Fulgurationstechniken, die individuell auf die Anforderungen des Eingriffs abgestimmt werden können.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Das intuitive Touchscreen-Display ermöglicht eine einfache Navigation durch Einstellungen und Programmauswahl, was die Effizienz im OP steigert.



- **Erhöhte Patientensicherheit:** Integrierte Sicherheitsfunktionen wie Überwachung der Patientenrückleitung und Alarmmechanismen minimieren das Risiko von Komplikationen.
- **Kompatibilität:** Das Gerät ist kompatibel mit einer Vielzahl von Elektrochirurgie-Zubehör, um individuelle Anforderungen verschiedener chirurgischer Disziplinen abzudecken.

Anwendungsbereiche:

Das Valleylab ForceTriad HF-Gerät wird in zahlreichen chirurgischen Bereichen eingesetzt, darunter Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Urologie, Thoraxchirurgie und plastische Chirurgie. Es eignet sich besonders gut für präzise Schnitte und schonende Koagulation, die eine schnelle Heilung und reduzierte postoperative Komplikationen fördern.

Technische Details:

- Leistungsbereich: Anpassbar je nach Anwendung
- Stromversorgung: Standardnetzanschluss
- Bedienung: Touchscreen mit klarer Benutzerführung
- Sicherheitsfunktionen: Patientenrückleitungsüberwachung, akustische und optische Alarme
- Maße und Gewicht: Kompakt und mobil für flexible Nutzung im OP

Zusammenfassend bietet das **Covidien Valleylab ForceTriad HF-Gerät** eine zuverlässige, effiziente und sichere Lösung für elektrochirurgische Anwendungen. Durch seine fortschrittliche Technologie unterstützt es Chirurgen dabei, präzise und schonend zu arbeiten und somit die Patientenergebnisse nachhaltig zu verbessern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

