



[COVIDIEN WARM TOUCH 5016000 WARMING SYSTEM WT 6000 WARMING UNIT](#)

SKU: CF082023

Covidien Warm Touch 5016000 Warming System WT 6000 Warming Unit ist ein zuverlässiges, präzises Wärmesystem zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur während chirurgischer Eingriffe. Das Gerät gewährleistet eine sichere und konstante Wärmeabgabe, um Hypothermie effektiv vorzubeugen und den Patientenkomfort zu erhöhen.



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Covidien Warm Touch 5016000 Warming System WT 6000** ist eine hochmoderne Wärmeeinheit, die speziell für den Einsatz im medizinischen Umfeld konzipiert wurde. Dieses Gerät dient der effektiven und sicheren Patientenwärmung während chirurgischer Eingriffe oder in anderen klinischen Situationen, in denen die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur von entscheidender Bedeutung ist.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Temperaturkontrolle:** Das WT 6000 System bietet eine exakte Regelung der Wärmezufuhr, um eine konstante und gleichmäßige Patientenwärmung zu gewährleisten und das Risiko einer Hypothermie zu minimieren.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche mit klaren Anzeigen ermöglicht schnellen und unkomplizierten Betrieb, auch in stressigen klinischen Umgebungen.
- **Vielseitige Anwendung:** Kompatibel mit unterschiedlichen Wärmedecken und -matten, um verschiedene Patientenbedürfnisse abzudecken und individuelle Therapieoptionen zu bieten.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Überhitzungsschutzmechanismen und Alarmsysteme sorgen für maximale Patientensicherheit während des Betriebs.



- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien und eine langlebige Konstruktion garantieren Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer auch bei häufiger Nutzung.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: Standard 230 V / 50 Hz (je nach Region variabel)
- Temperaturbereich: Einstellbar je nach Bedarf, typischerweise zwischen 32°C und 43°C
- Gewicht: Leicht und transportabel für den flexiblen Einsatz
- Anschlüsse: Kompatibel mit Covidien Wärmedecken und Zubehör

Das **Covidien Warm Touch WT 6000 Warming System** stellt eine zuverlässige Lösung dar, um perioperative Hypothermie zu verhindern und den Patientenkomfort während medizinischer Eingriffe zu erhöhen. Durch seine präzise Steuerung und umfangreichen Sicherheitsfunktionen unterstützt es medizinisches Personal dabei, optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

