



CRYSTAL PROBE CXS-SG03 PROBESYSTEM MIT SONDE

SKU: AS072025

Crystal Probe CXS-SG03 Probesystem mit Sonde ist ein hochpräzises Diagnosetool, das zuverlässige Messergebnisse in der medizinischen Anwendung gewährleistet. Die Sonde überzeugt durch ihre langlebige Verarbeitung und optimale Handhabung für eine sichere und effiziente Untersuchung.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

