



[OPTIMIS II YAG-LASER ND \(YAG\)-LASER](#)
[OPTIMIS II YAG-LASER QUANTEL MEDICAL](#)
[OPTIMIS II OPHTHALMOLOGISCHE LASER-](#)
[SPALTLAMPE,](#)

SKU: DM122025

``html

CSO SL 990 3X Ophthalmologische Spaltlampe ist ein präzises Diagnostikgerät zur detaillierten Untersuchung des vorderen Augenabschnitts, das durch seine 3-fache Vergrößerung eine klare Darstellung feinsten Strukturen ermöglicht. Mit hoher Lichtqualität und ergonomischem Design unterstützt sie Augenärzte effektiv bei der schnellen und sicheren Befundung.

...



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **CSO SL 990 3X Ophthalmologische Spaltlampe** ist ein hochpräzises, innovatives Diagnostikinstrument, das speziell für die detaillierte Untersuchung des vorderen Augenabschnitts entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine exzellente optische Leistung kombiniert mit einer robusten und ergonomischen Bauweise, die sowohl in der klinischen Praxis als auch in der Forschung höchste Ansprüche erfüllt.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Optische Präzision:** Die Spaltlampe verfügt über ein hochwertiges Okularsystem mit 3-facher Vergrößerung, das eine scharfe und kontrastreiche Darstellung des Auges ermöglicht. Dies erleichtert die genaue Beurteilung von Hornhaut, Linse, Kammerwasser und Iris.



- **Variable Spaltblende:** Die flexible Einstellung der Spaltbreite und -höhe erlaubt eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Untersuchungsanforderungen, wodurch eine optimale Ausleuchtung und Detaildarstellung gewährleistet wird.
- **360° drehbarer Beleuchtungskopf:** Für eine vielseitige Beleuchtung und Untersuchung aus verschiedenen Winkeln, was die Diagnose von Pathologien erleichtert.
- **Ergonomisches Design:** Die Spaltlampe ist so konzipiert, dass sie eine komfortable Handhabung über lange Untersuchungszeiten ermöglicht. Der präzise Joystick und die leichtgängigen Einstellmechanismen sorgen für eine einfache und genaue Positionierung.
- **Robuste Konstruktion:** Hochwertige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine stabile Funktion auch bei intensivem Gebrauch.
- **Einfache Integration:** Die CSO SL 990 3X ist kompatibel mit gängigen ophthalmologischen Zubehörteilen und kann problemlos in bestehende Untersuchungsplätze integriert werden.

Anwendungsbereiche:

Die Spaltlampe eignet sich ideal für:

- Routineuntersuchungen in der Augenheilkunde
- Detaillierte Diagnostik von Hornhaut- und Linsenerkrankungen
- Beurteilung von Entzündungen und Verletzungen im vorderen Augenabschnitt
- Vorbereitung und Kontrolle vor und nach ophthalmologischen Eingriffen

Mit der **CSO SL 990 3X Ophthalmologischen Spaltlampe** erhalten Sie ein zuverlässiges und präzises Instrument, das Ihnen dabei hilft, fundierte Diagnosen zu stellen und die bestmögliche Patientenversorgung sicherzustellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

