




[CUSTO CARD M 12-KANAL RUHE-/BELASTUNGS-EKG](#)

SKU: GJ102024 - CD012025

zzgl. [Versandkosten](#)

Custo Card m 12-Kanal Ruhe-/Belastungs-EKG ist ein hochpräzises Diagnosesystem zur simultanen Erfassung und Auswertung von 12-Kanal-EKG-Daten in Ruhe und unter Belastung. Das Gerät gewährleistet eine zuverlässige Herzfunktionsdiagnostik durch innovative Messtechnik und benutzerfreundliche Bedienung.



Categories: [EKG](#), [Ergometer](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Custo Card m 12-Kanal Ruhe-/ Belastungs-EKG** ist ein hochmodernes, medizinisches Diagnosegerät, das speziell für die präzise Erfassung und Analyse der elektrischen Herzaktivität entwickelt wurde. Es ermöglicht sowohl Ruhe-EKGs als auch Belastungs-EKGs, wodurch eine umfassende kardiologische Untersuchung in unterschiedlichen klinischen Situationen gewährleistet wird.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **12-Kanal-EKG:** Erfasst simultan 12 Ableitungen, um eine detaillierte und umfassende Darstellung der Herzaktivität zu gewährleisten.
- **Ruhe- und Belastungs-EKG:** Unterstützt sowohl den Ruhemodus als auch das Belastungs-EKG, ideal für Belastungstests und Ergometrie.
- **Hohe Signalqualität:** Modernste Filtertechnologien und Signalverarbeitung sorgen für klare, störungsfreie EKG-Signale.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Benutzerfreundliche Software mit übersichtlicher Darstellung, die eine einfache



Bedienung und schnelle Interpretation ermöglicht.

- **Automatische Analysefunktionen:** Integrierte Algorithmen zur automatischen Erkennung und Auswertung von EKG-Parametern zur Unterstützung der Diagnostik.
- **Flexible Anschlussmöglichkeiten:** Kompatibel mit unterschiedlichen Patientenanschlusssystemen und Ergometriegeräten.
- **Mobilität:** Kompaktes und leichtes Design, das den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen erleichtert.
- **Dokumentation und Archivierung:** Möglichkeit zur Speicherung, Archivierung und Ausdruck der Untersuchungsergebnisse gemäß medizinischer Standards.

Anwendungsbereiche:

Das Custo Card m ist ideal geeignet für Kardiologen, Allgemeinmediziner, Rehabilitationszentren sowie klinische Einrichtungen, die zuverlässige Ruhe- und Belastungs-EKG-Untersuchungen durchführen. Es unterstützt die Diagnostik von Herzrhythmusstörungen, Ischämien, Herzinfarkten sowie weiteren kardiologischen Erkrankungen.

Technische Spezifikationen (Auszug):

- 12-Kanal-EKG-Analyse mit simultaner Aufzeichnung
- Abtastrate: hochauflösend zur genauen Signalwiedergabe
- Automatische Erkennung von Herzfrequenz, PQ-, QRS- und QT-Intervallen
- Kompatibilität mit Windows-basierten Systemen
- Netz- und Batteriebetrieb für flexible Nutzung

Mit dem **Custo Card m 12-Kanal Ruhe-/ Belastungs-EKG** erhalten Sie ein zuverlässiges, präzises und vielseitiges Werkzeug zur Herzdiagnostik, das durch seine technische Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit überzeugt und somit maßgeblich zur Verbesserung der Patientenversorgung beiträgt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

